

CUPULES UNIPOLAIRE  
ET BIPOLAIRE



Cupule  
Unipolaire



Adaptateur

### AVANTAGES DE LA CUPULE UNIPOLAIRE

- Conception modulaire
- Cinq tailles de col: -3.5mm, +0mm, +3.5mm, +7mm, +10mm
- Cupule entièrement usinée en chrome cobalt forgé garantissant une bonne adaptation et une usure minimale
- Cônes morses usinés avec précision pour un verrouillage optimal

### AVANTAGES DE LA CUPULE BIPOLAIRE

- Assemblage aisé, réalisable à la main
- Excellent verrouillage
- Démontage ne nécessitant qu'un seul instrument
- Conçu pour maximiser la longévité du polyéthylène
- Position excentrée du deuxième centre de rotation optimisée pour chaque taille
- Cupule en chrome cobalt usinée avec précision garantissant une bonne adaptation et une usure minimale

Cupule  
Bipolaire



Tête  
Fémorale

## TECHNIQUE D'ASSEMBLAGE

### Méthode 1: Assemblage de la cupule bipolaire

1. Après avoir nettoyé et séché le col de la tige fémorale, impacter la tête fémorale adéquate sur le cône à l'aide de l'impacteur de tête fémorale 12/14.
2. Placer la tête fémorale dans la cupule bipolaire (Figure 1).
3. Retirer le clip temporaire (Figure 2).
4. Presser l'anneau de verrouillage jusqu'à entendre clairement l'encliquetage. Le composant est alors complètement assemblé (Figure 3).



### Méthode 2: Assemblage de la cupule bipolaire (autre méthode)

1. Retirer le clip temporaire ainsi que l'anneau de verrouillage (Figure 1).
2. Placer la tête fémorale dans la cupule bipolaire (Figure 2).
3. Replacer l'anneau de verrouillage (Figure 3).
4. Assembler l'anneau de verrouillage à la main jusqu'à entendre clairement l'encliquetage (Figure 4).
5. Positionner la tête fémorale captive sur le cône de la tige fémorale et impacter l'ensemble à l'aide de l'impacteur de tête fémorale 12/14. Les têtes en céramique sont mises en place manuellement, en exerçant une force pivotante vers le bas. Elles ne doivent pas être impactées avec un maillet (Figure 5).



Note: Un assemblage sur table est requis pour les trois premières étapes de la deuxième méthode d'assemblage de la cupule bipolaire.

### Assemblage de la cupule unipolaire

Après avoir nettoyé et séché le col de la tige fémorale, mettre en place l'adaptateur 12/14 approprié sur la tige fémorale et appliquer une pression manuelle. Nettoyer et sécher la partie apparente de l'adaptateur 12/14 et placer la cupule unipolaire sur l'adaptateur. Impacter la cupule unipolaire sur l'adaptateur à l'aide de l'impacteur de tête fémorale 12/14.

Tailles (mm)	CUPULES UNIPOLAIRE	CUPULES BIPOLAIRE
	Référence Catalogue	Référence Catalogue
40	n/a	BP-2840
41	n/a	BP-2841
42	102-20-42	BP-2842
43	102-20-43	BP-2843
44	102-20-44	BP-2844
45	102-20-45	BP-2845
46	102-20-46	BP-2846
47	102-20-47	BP-2847
48	102-20-48	BP-2848
49	102-20-49	BP-2849
50	102-20-50	BP-2850
51	102-20-51	BP-2851
52	102-20-52	BP-2852
53	102-20-53	BP-2853
54	102-20-54	BP-2854
55	102-20-55	BP-2855
57	n/a	BP-2857
59	n/a	BP-2859
61	n/a	BP-2861

352-377-1140  
1-800-EXACTECH  
www.exac.com



711-12-11-FR  
Unipolar/Bipolar Sell Sheet French 0410

